


PEDI SOFT®

Zehenseparator
aus Silikon
2 Stück small

Art.-Nr. 107 020



bort®
BORT MEDICAL

Offizieller
Förderer

DEUTSCHER
DIABETIKER
BUND

PEDI SOFT®

Zehenseparator
aus Silikon
2 Stück small

Vertrieb in der Schweiz:

Orthosan AG * CH-3042 Ortschwaben * Tel. 0848 800 333

BORT GmbH • Postfach 1330 • D-71367 Weinstadt



Art.-Nr. 107 020 small

410-107020s/D-01/06 wmi



LOT:

PEDI SOFT®



Sanfter Fußschutz aus Silikon



Art.-Nr. 107 010




Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 05



Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 08



Art.-Nr. 107 100



Art.-Nr. 107 110



Art.-Nr. 107 12

Funktion:

PEDISOFT® Zehenseparator aus Silikon trennt verlagerte und eng anliegende Zehen und dient so als Korrekturhilfe. Er schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Hühneraugen zwischen den Zehen. Er ist physiologisch unbedenklich und verursacht keine Pilzgefahr in den Zehenzwischenräumen.



Vorteile durch Silikon:

- dauerhaft und strapazierfähig
- sehr weich und glatt
- hautfreundlich und hygienisch
- dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und **ein-pudern**.

PEDISOFT® Zehenseparator

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Direkt zwischen die Zehen legen. Das weiche Material passt sich der Kontur der Zehen optimal an und haftet sicher, ohne zu verrutschen oder Reibung und Laufmaschen an Socken und Strümpfen zu verursachen.