

PEDI SOFT®

TEXLINE



Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen. Speziell auch bei Hammerzehen.

Funktion:

Der Schlauchverband kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden. Bietet speziell auch bei Hammerzehen einen idealen Schutz vor Druckstellen.

Anwendung:

Den Schlauchverband auf die gewünschte Länge zuschneiden und über Zehen oder Finger ziehen.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden anwenden. Bei Diabetes, Entzündungen oder Gefäßerkrankungen vor Anwendung den Arzt befragen!



Vorteile:

- > dauerhaft, strapazierfähig, mehrfach verwendbar
- > sehr hygienisch und hautfreundlich
- > angenehmes Tragegefühl
- > Maschinenwaschbar bei 30°C
- > Polster verteilt den Druck optimal und schützt vor zusätzlichem Druck von außen
- > Kehrt nach dem Tragen dank Memory Effekt sofort in die Ursprungsform zurück

UNSERE PEDISOFT®TEXLINE-PRODUKTE FÜR GESUNDE FÜSSE



Art. Nr. 137 010



Art. Nr. 137 030



Art. Nr. 137 040



Art. Nr. 137 050



Art. Nr. 137 080



Art. Nr. 137 100