

PEDI SOFT®



Sanfter Fußschutz aus Silikon



Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 050



Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 080



Art.-Nr. 107 100




Art.-Nr. 107 110



Art.-Nr. 107 120

Funktion:

PEDISOFT® Zehenspreizer trennt verlagerte und eng anliegende große und kleine Zehen und dient so als Korrekturhilfe. Er schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Hühneraugen zwischen den Zehen. Er ist physiologisch unbedenklich und verursacht keine Pilzgefahr in den Zehenzwischenräumen.



Vorteile durch Silikon:

dauerhaft und strapazierfähig

sehr weich und glatt

hautfreundlich und hygienisch

dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und **ein-pudern**.

PEDISOFT®

Zehenspreizer

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Direkt zwischen die Zehen legen. Das weiche Material passt sich der Kontur der Zehen optimal an und haftet sicher, ohne zu verrutschen.